

## KUNDENINFORMATION



### Wechsel / Standzeit von Instrumentendesinfektionsmittellösungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Thema „Wechsel von Desinfektionsmittellösungen bei der Instrumentendesinfektion“ können wir Ihnen gerne bestätigen, dass der arbeitstägliche Wechsel den aktuellen Hygieneanforderungen entspricht.

In den Empfehlungen der RKI-Richtlinie „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ wird unter Punkt 2.2.1 gefordert:

“...Die Reinigungslösung wird durch organisches Material und chemische Rückstände verunreinigt und ist zur Vermeidung mikrobieller Vermehrung, von nachhaltigen Kreuzkontaminationen und einer Beeinträchtigung der Reinigungsleistung mindestens arbeitstäglich frisch anzusetzen, bei sichtbarer Verschmutzung sofort zu wechseln. ...“

In der Richtlinie „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde – Anforderungen an die Hygiene“ des RKI findet man ebenfalls einen Hinweis zum täglichen Wechsel und auch in der aktuellen Desinfektionsmittelliste der VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) wird empfohlen: „Gebrauchslösungen der Desinfektionsmittel sind grundsätzlich mindestens arbeitstäglich zu erneuern.“

Für unsere Instrumentendesinfektionsmittel Stabimed® fresh / Helipur® H plus N / Helipur® empfehlen wir daher grundsätzlich auch einen arbeitstäglichen Wechsel der gebrauchsfertigen Lösung.

Für die unbelastete Lösung von Stabimed® fresh / Helipur® H plus N / Helipur® bestätigen wir Ihnen hiermit eine Standzeit von 14 Tagen.

**Geschäftsführer**  
B. Braun Vertriebs GmbH  
Frank Kirchner  
(Sprecher der Geschäftsführung)  
Andreas Walde  
Frank Weller

**Persönlich haftender Gesellschafter**  
B. Braun Vertriebs GmbH  
Carl-Braun-Straße 1  
34212 Melsungen

Sitz der Gesellschaft: Melsungen  
Reg. Gericht: Amtsgericht Fritzlar  
HRB 11 837

**Sitz der Gesellschaft: Melsungen**  
Reg. Gericht: Amtsgericht Fritzlar  
HRA 16 437

**Adresse**  
B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG  
Carl-Braun-Straße 1  
34212 Melsungen  
Deutschland

# B BRAUN

Seite 2 zur Kundeninformation (Stand: Dezember 2022)

## Wechsel / Standzeit von Instrumentendesinfektionsmittellösungen

Wir hoffen, dass wir Ihnen behilflich sein konnten und stehen Ihnen für weitere Fragen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

### B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG

i. A.



Oliver Jacob  
Marketing Manager Hygienemanagement/Wunddrainage  
Marketing ambulante & stationäre Versorgung

i. A.



Manuela Plickat-Kaiser  
Marketing Managerin - Hygienemanagement  
Marketing ambulante & stationäre Versorgung